

FuturePAGE™蛋白预制胶

产品介绍

- ◆ 本产品为聚丙烯酰胺电泳凝胶,用于蛋白质分离,单片胶为 12 孔或 15 孔,12 孔胶每孔最大上样量为 50 μ L,推荐上样量 25 μ L 以下;15 孔胶每孔最大上样量为 30 μ L,推荐上样量 15 μ L 以下;
- ◆ 采用全自动凝胶灌注技术,产品的重复性好,质量稳定。独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更为清晰锐利,更加均匀,分辨率更高;
- ◆ 配套缓冲液为中性缓冲液,可以提高凝胶稳定性和避免蛋白在电泳过程中的再修饰。

产品优势



分辨率高

全新升级的预制胶
条带更清晰锐利,分辨率更高



稳定性好

升级后的工艺,批间差更小,
更利于保存



即开即用

无需自己配制各种溶液和灌胶
操作,即开即用



节省时间

最快 30 min 跑完电泳,
节省宝贵的时间



安全无毒

无需接触有毒试剂



性价比高

每盒赠送两包
MOPS-SDS Running Buffer

凝胶分离范围一览表

4-12% MOPS	4-20% MOPS	8% MOPS	10% MOPS	12% MOPS
270 Kd 185 Kd 140 Kd 115 Kd 80 Kd 65 Kd 50 Kd 40 Kd 30 Kd 25 Kd 15 Kd	270 Kd 185 Kd 140 Kd 115 Kd 80 Kd 65 Kd 50 Kd 40 Kd 30 Kd 25 Kd 15 Kd 10 Kd	270 Kd 185 Kd 140 Kd 115 Kd 80 Kd 65 Kd 50 Kd 40 Kd 30 Kd 25 Kd	185 Kd 140 Kd 115 Kd 80 Kd 65 Kd 50 Kd 40 Kd 30 Kd 25 Kd 15 Kd	185 Kd 140 Kd 115 Kd 80 Kd 65 Kd 50 Kd 40 Kd 30 Kd 25 Kd 15 Kd 10 Kd

产品信息

名称	货号	规格
FuturePAGE™ 8% 12 Wells	ET12008Gel	10 PCs/Box
	ET12008LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 8% 15 Wells	ET15008Gel	10 PCs/Box
	ET15008LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 10% 12 Wells	ET12010Gel	10 PCs/Box
	ET12010LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 10% 15 Wells	ET15010Gel	10 PCs/Box
	ET15010LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 12% 12 Wells	ET12012Gel	10 PCs/Box
	ET12012LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 12% 15 Wells	ET15012Gel	10 PCs/Box
	ET15012LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-12% 12 Wells	ET12412Gel	10 PCs/Box
	ET12412LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-12% 15 Wells	ET15412Gel	10 PCs/Box
	ET15412LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-20% 12 Wells	ET12420Gel	10 PCs/Box
	ET12420LGel	25 PCs/Box
FuturePAGE™ 4-20% 15 Wells	ET15420Gel	10 PCs/Box
	ET15420LGel	25 PCs/Box



更快! 更简单!

www.ebio-ace.com



兼容性更高

条带更清晰锐利

稳定性更好

全新一代 FuturePAGE™蛋白预制胶

高分辨率预制胶,拆封即可上样
告别有毒有害配胶试剂

省钱

省心

省时

无毒



更快! 更简单!

www.ebio-ace.com