



IP/COIP 磁珠——用于免疫沉淀、免疫共沉淀蛋白纯化

ACE 为您的实验提供更快、更简单的免疫共沉淀产品

Magneti-G 标签抗体磁珠




图1.Magneti-G Anti-RFP Beads 进行 IP 后的 WB 图

rProtein A/G MagPoly Beads





图2.rProtein A/G MagPoly Beads进行IP后的WB图

高效性

高灵敏

特异性

简单化

IP/COIP 磁珠

产品介绍

项目	Magneti-G 标签抗体磁珠	rProtein A/G MagPoly Beads
兼容性	可以兼容DYKDDDDK、HA、His、Myc、GFP和RFP标签融合蛋白进行使用	兼容性宽, 绝大多数的人源、鼠源、兔源抗体都能够进行使用
灵敏度	非常高, 50µg/mg 抗体载量高于传统 IP 磁珠	目的蛋白得率高, 一般 20µl 磁珠, 推荐抗体使用量为 2-10µg 抗体
效率	省去了抗体和磁珠结合的步骤, 15-30min 就能完全捕获裂解液中的标签融合蛋白	操作简单 使用方便。最快 1h 完成免疫沉淀实验
特异性	偶联的抗体是人源 IgG 抗体, WB 对于二抗的限制少很多, 配套直标抗体不会出现其余冗余的条带	绝大多数的人源、鼠源、兔源抗体都能够结合 AG 蛋白, 条带干净背景低

相关产品及订购信息

名称	货号	规格	目录价(元)
rProtein A/G MagPoly Beads	MP1001-03	1ml	350
	MP1001-04	5ml	1050
	MP1001-05	10ml	1650
	MP1001-06	50ml	8250
	MP1001-07	100ml	13750
Magneti-G Anti-DYKDDDDK Beads	MP5101-01	0.2ml	360
	MP5101-02	1ml	1440
	MP5101-03	5ml	5760
	MP5101-04	25ml	23000
	MP5101-05	100ml	55200
Magneti-G Anti-His Beads	MP5201-01	0.2ml	360
	MP5201-02	1ml	1440
Magneti-G Anti-Myc Beads	MP5301-01	0.2ml	360
	MP5301-02	1ml	1440
Magneti-G Anti-HA Beads	MP5401-01	0.2ml	360
	MP5401-02	1ml	1440
Magneti-G Anti-GFP Beads	MP5501-01	0.2ml	360
	MP5501-02	1ml	1440
Magneti-G Anti-RFP Beads	MP5601-01	0.2ml	360
	MP5601-02	1ml	1440
Magneti-G Control IgG Beads	MP5801-01	0.1ml	180
	MP5801-02	0.5ml	720



更快! 更简单!
www.ebio-ace.com