



MagET™ Smart 8/16 核酸提取仪



简单快捷



配套高效
试剂方案



一步到位



适用多种
样本类型



预防污染



兼容性高

简单 快捷 高效 兼容性高

MagET™ Smart 8 货号:FW610

MagET™ Smart 16 货号:FW611

全新
上市



● 产品介绍


- ◆ MagET™ Smart 8/16 核酸提取仪采用磁珠分离技术,通过磁棒和磁棒套的分离,实现磁珠的激活、结合、清洗、释放。
- ◆ MagET™ Smart 8/16 核酸提取仪通过与配套的耗材盒试剂盒搭配使用,能够从唾液、拭子、干血斑、全血、血清 / 血浆、动植物组织样本中提取高质量的核酸,也能从样本中纯化蛋白。

● 产品特点




● 技术原理

MagET™ Smart 8:



MagET™ Smart 16:



● 产品信息

名称	货号	规格
MagET™ Smart 8 核酸提取仪	FW610	台
MagET™ Smart 16 核酸提取仪	FW611	台
磁珠法质粒DNA小量提取试剂盒(单条孔)	BK0014-01	48 T
磁珠法琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(单条孔)	BK0015-01	48 T
磁珠法PCR产物纯化试剂盒(单条孔)	BK0016-01	48 T
磁珠法植物基因组DNA提取试剂盒(单条孔)	BK0018-01	48 T
磁珠法全血基因组DNA提取试剂盒(单条孔)	BK0017-01	48 T
磁珠法总RNA提取试剂盒(单条孔)	BK0019-01	48 T
磁珠法质粒DNA小量提取试剂盒(预分装)	BK0022-01	64 T
磁珠法琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(预分装)	BK0020-01	64 T
磁珠法PCR产物纯化试剂盒(预分装)	BK0021-01	64 T
磁珠法总RNA提取试剂盒(预分装)	BK0023-01	64 T
磁珠法植物基因组DNA提取试剂盒(预分装)	BK0026-01	64 T
磁珠法全血基因组DNA提取试剂盒(预分装)	BK0025-01	64 T



更快! 更简单!

www.ebio-ace.com